


diş
dokunur
çözümler...

PENTRON

Diş Hekimliği Bağlantı Noktası.



PENTRON Strada®'nın Hikayesi...

Dental ürünler konusunda uzman bir üretici olan PENTRON, fark yaratan kalite ve değerleri, yaptıkları her işte Diş Hekimliği'ne sunma konusunda uzun soluklu bir reputasyona sahiptir.

Hizmet verilen Diş hekimleri gibi, PENTRON başarılı ağız ve diş sağlığını elde etmenin daha fazla önem gerektirdiğini anlamıştır. Bu nedenle, PENTRON hizmet verdiği diş hekimleri ile daha derin, daha kapsamlı ilişkiler yaratmak istemektedir; geniş PENTRON ürün yelpazesi üzerine daha az kurulan bir birliktelik, ancak; diş hekimlerinin başarılı uygulamalar oluşturmalarına yardımcı olacak çözümler üzerine daha fazla ortaklık.

Bu iddialı yeni girişimin ismi PENTRON Strada'dır; üretici, müşteriler ve son kullanıcılar arasında "yeni bir yön, yeni bir yol, yeni bir ilişki" anlamına gelmektedir.

www.PentronStrada.com online platformda, dental profesyoneller ve PENTRON arasında; dental uygulamalar, problem çözüm stratejileri gibi anlamlı diyaloglar kurulmaktadır. PENTRONStrada.com içindeki veritabanları; yeni haber kaynakları, kullanıcı etkileşimleri ve zaman içerisinde artan ve genişleyen derinlikten beslenmektedir. Diğer bir deyişle, site kullanıldıkça, kullanıcıya daha fazla içerik sunmaktadır.

Her zaman olduğu gibi, PENTRON dental materyallerin satışına www.Pentron.com'dan devam etmektedir. PENTRONStrada.com dental uygulama pratiklerinden ve yaratıcı çözümlerden esinlenerek serüvenini oluşturmaktadır, PENTRON ürün grubu ile bire-bir ilgisi yoktur. PENTRONStrada.com diş hekimlerine PENTRON'dan değerli bir şeyler elde edebileceklerine dair bir kanıt sunmaktadır—hatta hiçbir şey satın almadan.

PENTRON


strada
Dentistry Open Wide

KATALOG İÇERİKLERİ

KOMPOZİTLER

Fusio™ Likit Dentin	s. 3
Flow- It® ALC™ Akışkan Kompozit	s. 4
Alert® Kondanse Edilebilir Kompozit	s. 5
Artiste® Nano Kompozit	s. 6
Simile® Ünlversal Kompozit	s. 7

POST & KOR

FibreKleer® 4X™ Fiber Post	s. 8
FibreKor® Post	s. 9
Build-It® FR™ Kor Yapım Materyalleri	s. 10
Build-It® Light Cure Kor Materyali	s. 11

GEÇİCİ MATERYALLER

TempSpan® Geçici Kırn & Köprü Materyali	s. 12
TempSpan® Şeffaf Matris Materyali	s. 12
TempSpan® Şeffaf Geçici Yapıştırma Simanı	s. 13

ÖLÇÜ MATERYALLERİ

Correct Plus® Ölçü Materyali	s. 14
Correct Plus® Fast Set Ölçü Materyali (Hızlı Katılaşma)	s. 14
Correct Plus® & Correct Plus® Fast Set Mighty Mix™ Ölçü Materyali	s. 15
Correct Plus® ve Correct Quick® Isırma Kaydı	s. 15
Correct VPS® Putty	s. 16

SİMANLAR

Mojo™ Lamine Simanı	s. 17
Breeze® Self-Adeziv Rezin Siman	s. 18
Cement-It® Ünlversal C&B™ Rezin Siman	s. 19

ADEZİV SİSTEMLERİ

Bond-1® Primer/Adeziv	s. 20
Bond-1® SF Solvent İçermeyen Self Etch Adeziv	s. 21
Bond-It® Adeziv Sistemi	s. 22

AKSESUARLAR

Asit Jel, Adeziv Aksesuarları, Ölçü Materyali Aksesuarları	s. 23
Ölçü Kaşıkları	s. 24
Uygulama Uçları Yedekleri	s. 25-26
Uygulama Tabancaları	s. 27

KOMPOZİTLER

Fusio™ Likit Dentin

Fusio™ Likit Dentin, herhangi bir asit ya da bond uygulaması gerektirmeden, dentin tabakası (25.5 MPa) ve mine tabakasına (22.7 MPa) oldukça yüksek oranda bağlanabilen bir akışkan kompozittir. Fusio™ Likit Dentin klinisyenlerimizin beklediği kompozit rezin teknolojisinin doğal gelişimini temsil eder. Self-adeziv akışkan bir kompozit olan Fusio™ Likit Dentin, restoratif teknolojiyi benzeri görülmemiş boyutlara taşıyarak, adeziv ve restoratif teknolojinin avantajlarını tek bir üründe bir araya getirir. Çok pratik bir şekilde, materyali kavite preperasyonunun içerisine yerleştirin, basılı hareketler ile uygulayın ve ışıkla polimerize edin. Herhangi bir asit ya da bond uygulama ihtiyacı olmaksızın Fusio™ Likit Dentin, dentin ve mineye yüksek oranda bağlanır, kapaticılık görevi görür. Fusio™ Likit Dentini, dentini taklit etme özelliği sayesinde dentin tabakası yerine kullanabileceğiniz gibi self-adeziv bir kaide materyali olarak da kullanabilirsiniz. Fusio™ Likit Dentin, Restoratif Diş hekimliği'ne bakış açınızı değiştirecek bir üründür! Her şeyden daha önemlisi; Fusio™ Likit Dentin, ayrı bir adeziv kullanımı gerektiren pek çok akışkan kompozitten daha ekonomiktir!

Özellik & Avantajları:

- **Self-adeziv**– ayrıca bir bond ajanı kullanımına gerek olmadan, dentin ve mineye yüksek oranda bağlanır.
- **Çok Yönlü**– tek başına ya da başka kompozitler ile birlikte kullanılabilir.
- **Radyoopak**– Radyografilerde kolay ve hızlı teshiş edilebilir.
- **Yüksek dentin kapaticılığı**– minimum hassasiyet.
- **Hızlı ve kârlı uygulama**– daha az uygulama adımı, daha hızlı sürede restorasyon ve daha az materyal kullanımı ile uygulama verimliliğini artırır.
- **Estetik**– En çok kullanılan 4 Vita® rengine mevcuttur: A1, A2, A3 & B1
- **Bisphenol A içermez**– BPA ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.



Fusio Likit Dentin Yedekler

2- 1 ml/1.8 gr. Şırınga, 10-19 Uygulama Uçları, Kullanım Talimatları İçerir

RENKLER

REF

A1

N21SA

A2

N21SB

A3

N21SC

B1

N21SD

Uygulama Uçları Yedekler

TANIM

REF

50 - 19 Uygulama Uçları

N28NT

KOMPOZİTLER



Flow-It® ALC™ Akışkan Kompozit

Flow-It® ALC™ materyali, en iyi hibrit kompozitlerin esneklik ve çekme dayanımları ile karşılaştırılabilir sonuçlara sahip çok yönlü bir akışkan kompozittir. Gelişmiş tiksotropi özellikleri ve doğru viskozitesi ile çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Flow-It® ALC™ akışkan kompozit güçlü ışık cihazları ile sadece 3 saniyede, ya da standart halojen ışıkları ile sadece 10 saniyede polimerize edilebilir.

REF N11WA Flow-It ALC Intro Kit (Tanıtım Kiti)

- 6 - 1 ml/1.5gr Flow-It ALC şırınga
- A1, A2, A3, B2, C3, Universal Opak renklerinde
- Kullanım Kılavuzu, 50 - 20 Uygulama Uçları

Flow-It ALC Akışkan Kompozit Şırınga

1-1 ml / 1.5 gr Şırınga, Kullanım Talimatları, 5-20 Uygulama Ucu İçerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF	RENKLER	REF
A0	N11XA	C1	N11N	Üni. Opak	N11I
A1	N11A	C2	N11F	İnsizal	N11XC
A2	N11B	C3	N11G	Pedo XLgt.	N11V
A3	N11C	C4	N11O	Pedo Lgt.	N11U
A3.5	N11J	Şeffaf	N11H	Beyaz Opak	N11XD
A4	N11K	D2	N11P		
B0	N11XB	D3	N11Q		
B1	N11L	D4	N11R		
B2	N11D				
B3	N11E				
B4	N11M				

Flow-It-ALC Akışkan Kompozit 'Value' Paket

6-1 ml / 1.5 gr Şırınga (tek renk), Kullanım Talimatları, 50-20 Uygulama Ucu İçerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF	RENKLER	REF
A0	N11VXA	C1	N11VN	Üni. Opak	N11VI
A1	N11VA	C2	N11VF	İnsizal	N11VXC
A2	N11VB	C3	N11VG	Pedo XLgt.	N11V
A3	N11VC	C4	N11VO	Pedo Lgt.	N11VU
A3.5	N11VJ	Şeffaf	N11VH	Beyaz Opak	N11VXD
A4	N11VK	D2	N11VP		
B0	N11VXB	D3	N11VQ		
B1	N11VL	D4	N11VR		
B2	N11VD				
B3	N11VE				
B4	N11VM				

Uygulama Uçları Yedekler

TANIM	REF
50-20 Uygulama Uçları	T26A
100-20 Uygulama Uçları	T26C

KOMPOZİTLER



Alert® Kondanse Edilebilir Kompozit

Alert® Kodanse Edilebilir Kompozit, 10 yıldan daha uzun süreli **bağımsız onaylanmış** * klinik başarıya sahip, geçerli bir amalgam alternatifi olarak dizayn edilmiş bir posterior restorasyon materyalidir. Alert Kompoziti diğer kompozit materyallerden ayıran en büyük özellik, **tescilli kesilmiş cam elyaf doldurucular içermesi ve amalgam gibi kullanım özellikleri ile birlikte olağanüstü fiziksel özelliklere sahip olmasıdır**. Bulk şeklinde uygulanabilen ve 5mm polimerizasyon derinliğine sahip olan Alert, ideal kıvamı ile birlikte Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar.

Özellik & Avantajları:

- Düşük polimerizasyon büzülme oranı; %1.9
- Minimum aşınma oranı ; yılda sadece 3.5µm
- Amalgama benzer özellikler
- En çok kullanılan 5 farklı renkte: A2, A3, A3.5, B1 & C2 mevcuttur.

*The Dental Advisor

Alert Kondanse Edilebilir Kompozit Şırınga Yedekleri

1-4 gr Şırınga, Kullanım Talimatları İçerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF
A2	N15SA	B1	N15SD
A3	N15SB	C2	N15SE
A3.5	N15SC		

Alert Kondanse Edilebilir Kompozit Tek Kullanımlık Doz Yedekleri

10 - 0,25 gr Tek Kullanımlık Doz, Kullanım Talimatları İçerir.

RENKLER	REF	RENKLER	REF
A2	N15HA	B1	N15HD
A3	N15HB	C2	N15HE
A3.5	N15HC		

Aksesuarlar

TANIM	REF
Tek Kullanımlık Doz Kompozit Uygulama Tabancası	N75A

KOMPOZİTLER



2010
REALITY
Four Star Award
★★★★

Dental
RECOMMENDED
2008

2009
REALITY
Four Star Award
★★★★

DENTAL
TOP 100
PRODUCTS 2007
★★★★★

Artiste® Nano Kompozit

Artiste® Nano Kompozit tüm anterior ve posterior kavite formlarına uygun şekillendirilebilen ve son derece estetik, ışık ile polimerize edilebilen, radyopak, nano-mühendislik ürünü bir restoratif materyadır. Bir çok kompozit sistemi karmaşık tabakalama teknikleri, renk ve opasite uygulaması gerektirirken, *Artiste* Sistemi; dişin doğal yapısında bulunan temel iki tabakayı esas alır- dentin ve mine. *Artiste* Sistemi tabakalama tekniği için gerekli renk ve opasiteleri basit, kolay anlaşılabilir, kolay takip edilebilir ve uygun maliyetli bir şekilde modern, yoğun dental uygulamaların hizmetine sunmaktadır.

Özellikleri :

- İdeal uygulama – zahmetsiz şekillendirme ve modelaj için ideal kıvamdadır; kaymaz ve el aletlerine yapışmaz.
- Nano-teknoloji ile üretilmiş kimyası – olağanüstü cilalanma yeteneği ve performans için estetik ve dayanıklılığın mükemmel kombinasyonu.

Artiste Nano Kompozit Şırınga Yedekleri

1-4 gr Şırınga, Kullanım Talimatları İçerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF	RENKLER	REF
A1 Dentin/Body	N36AA	B1 Dentin/Body	N36AF	C3 Dentin/Body	N36AL
A2 Dentin/Body	N36AB	B2 Dentin/Body	N36AG	Bleach Dentin/Body	N36AQ
A3 Dentin/Body	N36AC	B3 Dentin/Body	N36AH	A Opak	N36AOA
A3.5 Dentin/Body	N36AD	C1 Dentin/Body	N36AJ		
		C2 Dentin/Body	N36AK		

Artiste Nano Kompozit Tek Kullanımlık Doz Yedekleri

10-0.25 gr Tek Kullanımlık Doz, Kullanım Talimatları İçerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF	RENKLER	REF
A1 Dentin/Body	N36BA	B1 Dentin/Body	N36BF	C3 Dentin/Body	N36BL
A2 Dentin/Body	N36BB	B2 Dentin/Body	N36BG	Bleach Dentin/Body	N36BQ
A3 Dentin/Body	N36BC	B3 Dentin/Body	N36BH	A Opak	N36BOA
A3.5 Dentin/Body	N36BD	C1 Dentin/Body	N36BJ		
		C2 Dentin/Body	N36BK		

Aksesuarlar

TANIM	REF
Tek Kullanımlık Doz Kompozit Uygulama Tabancası	N75A

KOMPOZİTLER



Simile® Üniversal Kompozit

Simile Üniversal Kompozit anterior ve posterior restorasyonlar için dayanıklılık ve estetik özellikleri bir araya getirir. Simile Üniversal Kompozit'in nano-hibrid formülü, kolay parlatılabilirlik için üstün yüzey pürüzsüzlüğü, parlaklığı koruma yeteneği, olağanüstü aşınma direnci ve üstün fiziksel özellikleri bağımsız olarak kanıtlanmıştır.

Ürün Avantajları:

- Olağanüstü parlaklık-farklı ürünü kullanmaya başladığınız anda göreceksiniz.
- Estetik ve uzun ömürlü restorasyonlar için düşük aşınma oranları
- Yumuşak, kolay şekillendirilebilir, yapışkan olmayan ideal kıvam
- Kolay kullanılabilen ve size zaman kazandıracak alışılmış renk seçenekleri
- Pratik uygulama seçenekleri; ister şırınga ister tek doz kullanım

REF N56A Simile 10 Renk Şırınga Kiti

10 – 4 gr Şırınga

A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, Üniversal Opak, Şeffaf İnsizal renklerinde

- Kullanım Kılavuzu, 50 - 20 Uygulama Uçları

REF N56C Simile 10 Renk Şırınga Kiti

100 – 0.25 gr Tek Kullanımlık Doz

A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, Üniversal Opak, Şeffaf İnsizal renklerinde

- Kullanım Talimatları

Simile Nano Hibrit Kompozit Şırınga Yedekleri

1-4 gr Şırınga, Kullanım Talimatları İçerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF
A0	N56AT	C1	N56AL
A1	N56AA	C2	N56AH
A2	N56AB	C3	N56AK
A3	N56AC	C4	N56AP
A3.5	N56AD	D2	N56AQ
A4	N56AN	D3	N56AR
B0	N56AU	D4	N56AS
B1	N56AE	Üniversal Opak	N56AI
B2	N56AF	Şeffaf İnsizal	N56AJ
B3	N56AG		
B4	N56AO		

Simile Nano Hibrit Kompozit Tek Kullanımlık Doz Yedekleri

15-0.25 gr Tek Kullanımlık Doz, Kullanım Talimatları İçerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF
A0	N56BS	C1	N56BH
A1	N56BA	C2	N56BI
A2	N56BB	C3	N56BJ
A3	N56BC	C4	N56BO
A3.5	N56BD	D2	N56BP
A4	N56BM	D3	N56BQ
B0	N56BT	D4	N56BR
B1	N56BE	Üniversal Opak	N56BK
B2	N56BF	Şeffaf İnsizal	N56BL
B3	N56BG		
B4	N56BN		

POST VE KOR



FibreKleer® 4X™ Fiber Post

YENİ!

FibreKleer 4X Fiber Postlar, yerleştirme grafisinde anında tespit ve kontrol grafilerinde de radyografi tanımlarını kolaylaştırmak için 400% alüminyuma eşdeğer radyoopakite sunar. *FibreKleer 4X Fiber Postlar*, bükülme mukavemeti ve tüm seramik restorasyonlarda istenilen estetik özellikleri en üst düzeyde sunmak için, özel bir rezin matris içerisine yerleştirilen cam elyaf içerir. Dentin yapısını taklit eden özellikleri ile, post diş ile birlikte esneyerek, metal postlara göre kök kırıklarının oluşma riskini en aza indirmek için kalan kök yapısı boyunca stresin eşit olarak iletilmesini sağlar. Yenilenen ve frez kutusuna benzer ambalajı ile, postlara ve drillere güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Dril ve post seçimlerinizi kolaylaştırmak için, tüm *FibreKleer 4X Fiber Postlar*, drillere ile eşleşen yeni bir renk kodlaması sistemine sahiptir. *FibreKleer 4X Postlar* klinisyenler için her bir vakaya en iyi uyumu sağlayabilmek için Paralel, Tapered ve Orijinal olmak üzere üç farklı gövde tasarımına sahiptir.



REF N83A

FibreKleer 4X Paralel Post Sistem Kiti

15- *FibreKleer 4X Paralel Postlar*: Her ölçüden 5' er adet 1.00mm, 1.25 mm ve 1.50 mm

3 Dril- Her ölçüden 1' er adet 1.00 mm, 1.25 mm ve 1.50 mm



REF N83B

FibreKleer 4X Tapered Post Sistem Kiti

15- *FibreKleer 4X Tapered Postlar*: Her ölçüden 5' er adet 1.25 mm, 1.375 mm ve 1.50 mm

3 Dril- Her ölçüden 1' er adet 1.25 mm, 1.375 mm ve 1.50 mm



REF N83C

FibreKleer 4X Original Post Sistem Kiti

15- *FibreKleer 4X Orijinal Postlar*: Her ölçüden 5' er adet 1.00 mm, 1.25 mm ve 1.50 mm

3 Dril- Her ölçüden 1' er adet 1.00 mm, 1.25 mm ve 1.50 mm

FibreKleer 4X Post 10pk Yedekler

Kullanım Talimatlarını İçerir

PARALEL POST	REF	TAPERED POST	REF	ORJINAL POST	REF
1.00mm Post (kırmızı)	N83AA	1.25mm Post (siyah)	N83BA	1.00mm Post (kırmızı)	N83CA
1.25mm Post (sarı)	N83AB	1.375mm Post (mor)	N83BB	1.25mm Post (sarı)	N83CB
1.50mm Post (mavi)	N83AC	1.50mm Post (yeşil)	N83BC	1.50mm Post (mavi)	N83CC

FibreKleer 4X Post 30pk Yedekler

Kullanım Talimatlarını İçerir

PARALEL POST	REF	TAPERED POST	REF	ORJINAL POST	REF
1.00mm Post (kırmızı)	N83AD	1.25mm Post (siyah)	N83BD	1.00mm Post (kırmızı)	N83CD
1.25mm Post (sarı)	N83AE	1.375mm Post (mor)	N83BE	1.25mm Post (sarı)	N83CE
1.50mm Post (mavi)	N83AF	1.50mm Post (yeşil)	N83BF	1.50mm Post (mavi)	N83CF

FibreKleer 4X Post Dril Yedekler

TAPERED DRIL	REF
1.25mm Dril (siyah)	N81CA
1.375mm Dril (mor)	N81CB
1.50mm Dril (yeşil)	N81CC

POST VE KOR



FibreKor® Fiber Post

FibreKor Post Sistemi, farklı boyutlarda kanallara uyum sağlamak için beş farklı ölçü seçeneği sunar. Güçlendirilmiş rezin matris içerisinde yer alan ve benzersiz cam elyaftan tasarlanan *FibreKor* Postlar, diş yapısı ile bond ajanı, rezin siman ve kompozit kor maddesi arasında entegre bir bağ oluşturur.



REF N18

FibreKor Fiber Post Kit

30 - *FibreKor* Postlar:

Her ölçüden 10'ar adet 1.00mm, 1.25mm, ve 1.50mm

3 Dril - her ölçüden 1'er adet 1.00mm, 1.25mm, ve 1.50mm

▪ Kullanım Talimatları, Aksesuarlar

FibreKor Fiber Post 10pk Yedekler

Kullanım Talimatlarını İçerir

ÖLÇÜLER	REF	ÖLÇÜLER	REF	ÖLÇÜLER	REF
1.00mm Post (kırmızı)	N18BA	1.25mm Post (sarı)	N18BB	1.50mm Post (mavi)	N18BC
1.125mm Post (mor)	N18BD	1.375mm Post (yeşil)	N18BE		

FibreKor Fiber Post 30pk Yedekler

Kullanım Talimatlarını İçerir

ÖLÇÜLER	REF	ÖLÇÜLER	REF	ÖLÇÜLER	REF
1.00mm Post (kırmızı)	N18AB	1.25mm Post (sarı)	N18AD	1.50mm Post (mavi)	N18AF
1.125mm Post (mor)	N18AC	1.375mm Post (yeşil)	N18AE		

FibreKor Fiber Post Yedek Kombo Paket

Kullanım Talimatlarını İçerir

TANIM	REF
Her ölçüden 10'ar adet içerir. 1.00mm, 1.25mm, 1.50mm (kırmızı, sarı, mavi)	N18A

FibreKor Fiber Post Dril Yedekler

ÖLÇÜLER	REF	ÖLÇÜLER	REF	ÖLÇÜLER	REF
1.00mm (kırmızı)	N18DA	1.25mm (sarı)	N18DB	1.50mm (mavi)	N18DC
1.125mm (mor)	N18DD	1.375mm (yeşil)	N18DE		

POST VE KOR



Build-It® FR™ Kor Materyali

Build-It FR Fiber ile Güçlendirilmiş Kor Materyali, *FibreKleer 4X* ve *FibreKor* Postlar ile birlikte kullanılabilir. Mükemmel bir materyaldir. Materyalin benzersiz viskozitesi ile post simantasyonunu ideal akıcılıkta ve kaymayan formülü ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Özel işleme tabi tutularak kor materyalinin içerisine eklenen cam elyaf ile 329 MP'a basınç dayanımı sağlanırken, diş kökünde istenmeyen stresler oluşmaz. İndirekt restorasyonlarınızda güçlü ve güvenilir bir temel oluşturur. *Build-It FR* Kor Materyali dakikalar içinde kendi kendine polimerize olur ya da saniyeler içinde ışık ile polimerize edilebilir. A2, A3, Opak Beyaz, Altın ya da Mavi renklerini isterseniz 25 ml otomatik karıştırıcı kartuş formunda ya da *Build-It FR* Mini Mix™ 4ml şırınga formunda tercih edebilirsiniz.

REF N32 *Build-It FR* Kor Materyali Kiti

- 1-25ml/48 gr Otomatik Karıştırıcı Kartuş A2
- 1-*Build-It FR* 1:1 Uygulama Tabancası
- 20-Karıştırma Ucu
- 20-Intra-oral uygulama ucu
- Kullanım talimatları

REF N32F *Build-It FR* Mini-MixKor Materyali Kiti

- 5- 4ml Şırınga (A2, A3, Mavi, Altın ve Opak Beyaz renklerinde)
- 25-Karıştırma Ucu
- 25-Intra-oral uygulama ucu
- Kullanım talimatları

Build-It FR Kor Materyali- 25 ml Yedekler

1-25ml/48gr Otomatik karıştırıcı kartuş, Kullanım Talimatları, 20 Karıştırma Ucu ve 20 Intra-oral Uygulama Ucu içerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF	RENKLER	REF
A2	N32AA	Mavi	N32AC	Opak Beyaz	N32AD
A3	N32AE	Altın	N32AB		

Build-It FR Kor Materyali-Mini-Mix Yedekler

4 - 4ml Mini-Mix Şırınga, Kullanım Talimatları, 20 Karıştırma Ucu ve 20 Intra-oral Uygulama Ucu içerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF	RENKLER	REF
A2	N32FA	Mavi	N32FD	Opak Beyaz	N32FE
A3	N32FB	Altın	N32FC		

Build-It FR Kor Materyali-Aksesuarlar

25ML KARTUŞ AKSESUARLARI	REF	MINI-MIX AKSESUARLAR	REF
48-Intra-oral Uygulama Ucu- sarı	N32D	48-Karıştırma Ucu/48-Intra-oral Uygulama Ucu	N32GA
48-Atık Önleyici Uygulama Ucu- mavi	N32E	100-Karıştırma Ucu/100-Intra-oral Uygulama Ucu	N32GB
1-25 ml 1:1 Uygulama Tabancası	N32B	1-1:1 Otomatik Karıştırıcı Şırınga Uygulama Tabancası	N75S

POST VE KOR



Build-It® Işık ile Polimerize Edilebilen Kor Materyali

Build-It® Işık ile Polimerize Edilebilen Kor Materyali, özellikle ışık polimerizasyonunu tercih eden klinisyenler için tasarlanmıştır. *Build-It®* Işık ile Polimerize Edilebilen Kor Materyali, tabakalama tekniği uygulamasına gerek kalmadan, 10 mm polimerizasyon derinliğine sahip olan, her yüzeye 20 sn. ışık uygulaması ile polimerize edilebilen, oldukça şeffaf bir materyaldir. Polimerize edildikten sonra, *Build-It FR* Kor Yapım Materyali gibi sıra dışı fiziksel özelliklere sahip olur, diş kökünde istenmeyen stresler meydana getirmez. Özel, yeni, BisGMA-içermeyen rezin; yapışkan değildir ve kolayca şekillendirilir, dişe ve posta hızlı ve kolay bir şekilde adapte edilir.

Özellik & Avantajları:

- 10mm polimerizasyon derinliği – işlem süresini kısaltır ve yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- İdeal katılık – dentin tabakasının esneklik katsayısına uyum gösterirken, çiğneme kuvvetlerine karşı mukavemeti de oldukça yüksektir.
- Yüksek radyoopasite – kusursuz bir radyograf tanısı sağlar.
- Işık ile polimerizasyon – materyalin katılaşma süresini kontrol etmenizi sağlar.
- 4. Jenerasyondan- 7. Jenerasyona kadar tüm adeziv sistemleri ile uyumludur– tercih ettiğiniz adeziv sistemini kullanabilirsiniz.
- Bisphenol A içermez– BPA hakkındaki endişeleri ortadan kaldırır.

REF N32T *Build-It Işık ile Polimerize Edilebilen Kor Materyali Şırınga Kiti*

2 - 2.2ml/5gr Şırınga

- Kullanım Talimatları, Aksesuarlar

REF N32U *Build-It Işık ile Polimerize Edilebilen Kor Materyali Tek Kullanımlık Doz Kiti*

30 - 0.25gr Tek Kullanımlık Doz

- Kullanım Talimatları, Aksesuarlar

GEÇİCİ MATERYALLER



TempSpan® Kuron & Köprü Materyali

TempSpan® Geçici Kuron & Köprü Materyali, mümkün olan en kısa sürede son derece estetik ve dayanıklı geçici restorasyonlar üretmek için formüle edilmiş, dual-cure kompozittir. TempSpan Şeffaf Matris Materyali ile birlikte kullanıldığında; TempSpan Geçici Kuron & Köprü Materyalinin benzersiz dual-cure formülü, ağız içi ve ağız dışında da materyali ışık ile polimerize etmenizi sağlayarak, işlem süresini kısaltacak, hastalarınıza konfor sağlayacaktır.

TempSpan Geçici Kuron & Köprü Materyali

1 - 50ml/80gr Otomatik Karıştırıcı Kartuş, Kullanım Talimatları, 15 Karıştırma Ucu İçerir

RENKLER	REF	RENKLER	REF	RENKLER	REF
A0	N69AA	A3	N69AD	B1	N69AF
A1	N69AB	A3.5	N69AE	C2	N69AG
A2	N69AC				

TempSpan Geçici Kuron & Köprü Materyali Aksesuarlar

TANIM	REF	TANIM	REF
30 - Kuron & Köprü Materyali Karıştırma Uçları	N69AH	100 - Kuron & Köprü Materyali Karıştırma Uçları	N69AI



TempSpan® Şeffaf Matris Materyali

TempSpan Şeffaf Matris Materyali, TempSpan Dual Cure Kuron & Köprü Materyalinin ağız içi ışık polimerizasyonuna izin veren, şeffaf, orta viskozitede vinil polisiloksandır. Otomatik karıştırıcı 50 ml. lik ambalajlarda paketlenmiştir. TempSpan Şeffaf Matris Materyali vakumlu splintlere, aljinat ve el ile karıştırılan macunlara göre daha hızlı uygulanan bir çözümdür.

- Ağız içi ışık polimerizasyonu için şeffaf formül- hızlı uygulama
- Otomatik karıştırıcı sistem- el ile karıştırma gerektirmez
- TempSpan geçici restorasyonların yapımı için ideal çözüm!

REF Q34CB TempSpan Şeffaf Matris Materyali

- 4 - 50ml/52gr TempSpan Şeffaf Matris Materyali Kartuşları
16 - Karıştırma Uçları
• Kullanım talimatları

TempSpan Şeffaf Matris Aksesuarları

TANIM	REF
100 - Şeffaf Matris Materyali Karıştırma Uçları	Q19BB

GEÇİCİ MATERYALLER



TempSpan® Transparent Temporary Cement

TempSpan® Geçici, Şeffaf Yapıştırma Simanı, geçici restorasyonlarınız için ekonomik bir siman alternatifi sunuyor. Öjenol içermeyen rezin kimyasıyla *TempSpan*, sızıntı ve hassasiyeti önlemek için optimum bağlanma gücü sunar, preperasyon ya da restorasyona zarar vermeden de kolaylıkla çıkarılır. Otomatik karıştırıcılı şırınga sistemi sayesinde, sorunsuz, kusursuz bir uygulama imkanı sağlar.

Özellik & Avantajları

- Şeffaftır – Anterior bölgelerde ideal estetik sunar.
- İdeal tutuculuk – Geçici restorasyonları uzun bir süre korurken, rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz.
- Öjenol içermez – Rezin bazlı kalıcı simantasyon materyalleri ile uyumludur.
- Otomatik karıştırıcılıdır – Doğru yerleştirmeyi sağlarken fazla atık oluşumu gözlenmez.
- Dual-Cure – polimerizasyon hem ışık ile hem de kendi kendine sağlanır. İdeal çalışma süresi sunar.

REF N69CB *TempSpan Şeffaf*

- 1 - 6gr Otomatik karıştırıcılı *TempSpan* Geçici Şeffaf Yapıştırma Simanı
- 12 –Karıştırma Ucu
- Kullanım Talimatları

ÖLÇÜ MATERYALLERİ



Correct Plus® Ölçü Materyali

Correct Plus Ölçü Materyali tüm ölçü tekniklerini karşılamak için geniş bir viskozite yelpazesi sunan, yenilikçi bir vinil polisiloksan ölçü materyalidir. Correct Plus Ölçü Materyali, sıvı kontaminasyonu söz konusu olduğunda bile, sıra dışı hidrofilik özelliği ile ($\approx 30^\circ$ kontak açısı) yüksek yırtılma mukavemetine sahip, doğru ölçü alımı için özel formüle edilmiş bir materyaldir. 16. Sayfada yer alan Ölçü Materyali Karşılaştırma Tablosu'nda tüm çalışma ve katılaşma sürelerini görebilirsiniz.

- 4 - 50ml Kartuş Paketi, Kullanım Talimatları, 16 Karıştırma Ucu*
- 32 - 50ml Kartuş Bulk Paket, Kullanım Talimatları, 132 Karıştırma Ucu *
- Putty Baz & Katalizör 1 - 230ml her birinden 1' er kavanoz, Kullanım Talimatları, Aksesuarlar

Correct Plus Aroma İçermeyen Ölçü Materyali Kartuşlar

TANIM	4 KARTUŞ	32 KARTUŞ	PUTTY
Thick'N Thin® Light Body	REF Q34GA	REF Q34GC	–
Light Body	REF Q34BA	REF Q34BC	–
Üniversal™ Body	REF Q34DA	REF Q34DC	–
Auto - Mix Putty	REF Q34HA	REF Q34HC	–
Ölçü Kaşığı Materyali	REF Q34JA	REF Q34JC	–
Putty - Baz (230 ml) & Katalizör (230 ml)	–	–	REF Q34H

Correct Plus Aromalı Ölçü Materyali

TANIM	4 KARTUŞ	32 KARTUŞ	PUTTY
Meyve Aromalı Ölçü Kaşığı Materyali	REF Q34JAA	REF Q34JAC	–
Meyve Aromalı Auto - Mix Putty	REF Q34HAA	REF Q34HAC	–
Meyve Aromalı - Baz (230 ml) & Katalizör (230 ml)	–	–	REF Q34HCA



Correct Plus® Fast Set Ölçü Materyali (Hızlı Katılaşma)

Correct Plus Fast Set ölçü materyali, 1-3 birim restorasyonlarınız için, hızlı katılaşma özelliğine sahip, hidrofilik bir materyaldir. Correct Plus Fast Set Ölçü Materyali, gelişmiş yırtılma mukavemetinin yanı sıra alınan her ölçü için olağanüstü detay ve doğruluk sağlayan benzersiz nano-partikül teknolojisi ile formüle edilmiştir. 16. Sayfada yer alan Ölçü Materyali Karşılaştırma Tablosu'nda tüm çalışma ve katılaşma sürelerini görebilirsiniz.

- 4 - 50ml Kartuş Paketi, Kullanım Talimatları, 16 Karıştırma Ucu*
- 32 - 50ml Kartuş Bulk Paket, Kullanım Talimatları, 132 Karıştırma Ucu *

Correct Plus Fast Set Ölçü Materyali Kartuşlar

TANIM	4 KARTUŞ	32 KARTUŞ
Thick'N Thin® Light Body	REF Q36C	REF Q36CC
Üniversal™ Body	REF Q36B	REF Q36BB
Auto - Mix Putty	REF Q36A	REF Q36AA

*Intra-Oral Uygulama Uçları LightBody'ler ile dahildir.

ÖLÇÜ MATERYALLERİ



Correct Plus® & Correct Plus® Fast Set Mighty Mix™ Ölçü Materyali

Mighty Mix Ölçü Materyalleri, yaygın olarak kullanılan ölçü materyalleri için kolay ve hızlı otomatik dağıtım sağlar: *Üniversal™* Body, *Auto-Mix Putty* ve *Ölçü Kaşığı Materyali*. Sadece kartuşu karıştırma makinenize yerleştirin, kartuşun üzerine karıştırma uçlarını takın ve dağıtım düğmesine basın; ve sektörün en iyi ölçü materyali ile ölçü almaya hazırsınız. 16. Sayfada yer alan Ölçü Materyali Karşılaştırma Tablosu'nda tüm çalışma ve katılaşma sürelerini görebilirsiniz.

Mighty Mix Ölçü Materyali aşağıdakileri içerir

- 2 - 380ml *Mighty Mix* Kartuş
- 20 - Karıştırma Uçları
- 2 - Bayonet Halkaları
- Kullanım Talimatları, Aksesuarlar

Correct Plus Mighty Mix Ölçü Materyali

TANIM	REF
<i>Correct Plus</i> Üniversal™ Body	Q34MA
<i>Correct Plus</i> Auto - Mix Putty	Q34MB
<i>Correct Plus</i> Ölçü Kaşığı Materyali	Q34MC

Correct Plus Fast Set Mighty Mix Ölçü Materyali

TANIM	REF
<i>Correct Plus</i> Fast Set Üniversal™ Body	Q36MA
<i>Correct Plus</i> Fast Set Auto - Mix Putty	Q36MB



Correct Plus® ve Correct Quick® Isırma Kaydı Materyali

• 4 - 50ml Kartuş Paketi, Kullanım Talimatları, 16 Karıştırma Ucu *

• 32 - 50ml Kartuş Bulk Paketi, Kullanım Talimatları, 132 Karıştırma Ucu *

TANIM	4 KARTUŞ	32 KARTUŞ
Correct Plus Bite Superfast Materyali	REF Q34IA	REF Q34IC
Correct Quick® Bite™ Materyali	REF Q31E	REF Q31EB

*Intra-Oral Uygulama Uçları LightBody'ler ile dahildir.

ÖLÇÜ MATERYALLERİ



Correct VPS® Putty

TANIM

Putty - Baz & Katalizör (her birinden 270'er ml)

REF

REF Q03

Vinil Polisiloksan

Viskozite	Tanım	Endikasyon	Ürün	Minimum Çalışma Süresi	Maximum Intra Oral Katılaşma Süresi* (karıştırmanın başlangıcından itibaren)	Renk
Thick'N Thin® Light Body	Eşsiz, tiksotropik düşük viskoziteli malzeme şırıngadan dişe uygulandığı zaman, sulkus içerisine yerleşerek detaylı subgingival ölçü alınmasını sağlar.	W	Correct Plus® Materyali	1:00	4:30	
			Correct Plus® Fast Set Materyali	0:45	2:30	
Light Body	Geleneksel, düşük viskoziteli wash materyali, yeterli akıcılık ile karakterize edilmiştir.	W	Correct Plus® Materyali	1:00	4:30	
Universal™ Body	Gerçek çok amaçlı ölçü materyali. Birinci ölçü ve/veya ikinci ölçü olarak kullanılabilir. Gece plağı, beyazlatma kalıpları ya da herhangi bir ölçü prosedürü için kullanılabilen mükemmel bir aljinat materyali.	W & C	Correct Plus® Materyali	1:00	4:30	
			Correct Plus® Fast Set Materyali	0:45	2:30	
			Correct Plus® Mighty Mix™ Materyali	1:00	4:30	
			Correct Plus® Fast Set Mighty Mix™ Materyali	0:45	2:30	
Putty	Karıştırması kolay, yüksek viskozitede, bozulmalara karşı dayanıklı ve ikinci ölçü materyaline sağlam bir zemin oluşturur.	Q & FA	Correct Plus® Materyali (Aromasız/ Meyve Aromalı)	1:00	4:30	
			Correct VPS® Materyali	1:00	4:30	
Auto-Mix Putty	El ile karıştırılan putty materyaline otomatik karıştırıcı kartuş versiyonu ile sağlam bir zemin oluşturan yüksek viskoziteli materyal	Q, FA, TIO	Correct Plus® Materyali (Aromasız/Meyve Aromalı)	1:00	4:30	
			Correct Plus® Fast Set Materyali	0:45	2:30	
			Correct Plus® Mighty Mix™ Materyali	1:00	4:30	
			Correct Plus® Fast Set Mighty Mix™ Materyali	0:45	2:30	
Ölçü Kaşığı Materyali	Üçü bir arada ölçü kaşıkları için idealdir. Yüksek viskozitede, tutarlı ölçü alınmasını sağlayan, dayanıklı materyal.	Q, FA, TIO	Correct Plus® Materyali (Aromasız/Meyve Aromalı)	1:00	4:30	
			Correct Plus® Mighty Mix™ Materyali	1:00	4:30	
Isırma Kaydı Materyali / Isırma Kaydı Çok Hızlı	Krema kıvamında viskoziteye sahip ve yüksek mekanik özelliklerde ısırma kaydı materyali. Katılaşığı zaman kolaylıkla şekillendirilebilir.	Isırma Kaydı	Correct Plus® Materyali	0:15	1:15	
			Correct Quick® Materyali	0:30	1:30	

Kısaltmalar: W= Wash(Yıkama), C= Kişiyi Özel Ölçü Kaşığı, Q= Kadran Ölçü Kaşığı, FA= Total protez ölçü kaşığı, TIO=Üçü bir arada ölçü kaşığı

SİMANLAR



Mojo™ Lamine Simanı

Mojo Lamine Simanı, Tru Kolor™ teknolojisi ile üretilmiş, porselen, seramik ve kompozit lamine restorasyonları için tasarlanmış, yüksek estetik özelliklerine sahip ışık ile polimerize edilebilen bir simandır. Basit ve çok yönlü renk seçenekleri, materyalin lamine endikasyonları için kullanımını sağlar. Büyük set içerisinde yer alan suda çözünebilir Deneme Jelleri ile mükemmel uyumu elde edebilirsiniz.

Özellik & Avantajları

- Renk Stabilizasyonu – simanı polimerize ettikten sonra restorasyon ilk günkü rengini korur.
- Çok yönlü renk seçenekleri – doğal görünüm için renkleri karıştırarak, daha sıcak ya da daha parlak bir hale getirebilirsiniz.
- Plastik aplikatörler – ince ya da hassas restorasyonlarınıza zarar vermez.
- Işık ile polimerizasyon – el ile karıştırma gerektirmez; LED ve halojen polimerizasyon ışıkları ile uyumludur.
- Kolay saklama – Mojo Siman ve Deneme Jellerini buzdolabında muhafaza etmenize gerek yoktur.
- Kolay temizlenir – 1-2 saniye ışık polimerizasyonu sonrasında kolaylıkla artan siman materyallerini temizleyebilirsiniz.
- Ünlü viskozite – Mojo Siman ideal kıvamdadır; farklı viskozitelere sahip ek başka bir materyal kullanım ihtiyacını ortadan kaldırır.

REF N06K **Mojo Lamine Siman Kiti**

- 4 - Şırıngalar: Siman (2.3gr) Şeffaf, Koyu, Açık, *Movie Star* Beyazı
- 4 - Şırıngalar: Deneme Jeli (1.6gr) Şeffaf, Koyu, Açık, *Movie Star* Beyazı
- 1 - 4ml Şişe Bond-1 Primer/Adheziv
- 1 - 1ml Şırınga 37% Fosforik Asit Jel
- 1 - 3ml Şişe Silan
- 40 -Uygulama Uçları
- Kullanım Talimatları

Mojo Lamine Simanı Yedekler

1 - 2.3 gr. Şırınga, 5- Uygulama Uçları ve Kullanım Talimatlarını içerir.

TANIM	REF	TANIM	REF
Mojo Açık Renk	N06A	Mojo Şeffaf	N06C
Mojo Koyu Renk	N06B	Mojo <i>Movie Star</i> Beyaz	N06D

Mojo Deneme Jelleri Yedekler

1-1.6 gr Şırınga, 5- Uygulama Uçları, Kullanım Talimatları içerir

TANIM	REF	TANIM	REF
Mojo Açık Renk	N06AA	Mojo Şeffaf	N06AC
Mojo Koyu Renk	N06AB	Mojo <i>Movie Star</i> Beyaz	N06AD

Mojo Aksesuarlar

TANIM	REF
100 - Uygulama Uçları	N06E

SİMANLAR



Breeze® Self-Adeziv Rezin Siman

Breeze Self-Adeziv Rezin Siman mevcut en güçlü self adeziv simanlardan biri olup, 4-MET teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Hızlı ve kolay kullanım sağlayan otomatik karıştırma sistemine sahiptir. Tek uygulama adımı ile Breeze simanı hızlı bir şekilde dentin, mine tabakalarına ve restorasyona uygulayabilirsiniz. Asit, primer ve bond aşamalarını elimine ederek, post operatif hassasiyet oluşumunu azaltarak işlem süresini kısaltabilirsiniz.

Özellik & Avantajları

- Sıra dışı bağlanma gücü – herhangi bir bond ajanı kullanımı gereksinimi olmadan dentin ve mine tabakasına yüksek oranda bağlanır.
- Kullanışlı otomatik karıştırıcı uygulama sistemi – tek adımda hızlı uygulama
- Florür içerir – florür, olası çürük oluşumunu minimize eder.
- Çok yönlü renk uygulama seçenekleri - tüm kozmetik ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek renk seçeneklerine sahiptir; A2, Şeffaf, Opak Beyaz
- Dual cure – hem ışık ile polimerize edilir, hem de materyal kendi kendine polimerize olur.

REF N97 Breeze Self-Adeziv Rezin Siman Tanıtım Kiti

3 - 4ml Şırıngalar A2	40 - Otomatik Karıştırma Uçları
1 - 4ml Şırınga Şeffaf	10 - Intra-oral/ Otomatik Karıştırma Uçları
1 - 4ml Şırınga Opak Beyaz	• Kullanım talimatları
1 - 3ml Silan Şişe	

Breeze Siman Yedekler

1-4 ml Şırınga, 12-Karıştırma Ucu ve Kullanım Talimatlarını İçerir

TANIM	REF
A2	N97B
Şeffaf	N97A
Opak Beyaz	N97E

Aksesuarlar

TANIM	REF	TANIM	REF
1-3ml Silan şişe	N04EA	50-Intra-oral / Otomatik Karıştırma Uçları	N72AA
50- Otomatik Karıştırma Uçları	N33CA	100- Intra-oral / Otomatik Karıştırma Uçları	N72AB
100-Otomatik Karıştırma Uçları	N33C	1- 1:1 Otomatik Karıştırma Uygulama Tabancası	N75S

SİMANLAR



Cement-It® Üniversal Kuron & Köprü Rezin Simanı

Cement-It Üniversal C&B Materyali, metal, seramik veya indirekt kompozit kuron, köprü, inlay / onlay ve postlar için geliştirilmiş dual-cure rezin simantasyon materyalidir. Bu sistem, yüksek bağlanma gücüne sahiptir, kolay kullanım sağlar ve hassasiyet oluşturmaz. Büyük kit içerisinde pek çok simantasyon prosedüründe kullanabileceğiniz tüm materyaller ve ayrıca 5. Jenerasyon total-etch bond sistemimiz Bond-1 Primer/Adeziv mevcuttur.

Cement-It Universal C&B Yedekler

Kullanım Talimatları ve Aksesuarları İçerir (Siman Yedekleri, 12- Karıştırma Ucu; Etch Yedekler 10- 22 Uygulama Ucu)

TANIM	REF
1- 4ml A2 Şırınga Baz & Katalizör	N33A
1- 4ml Opak Beyaz Şırınga Baz & Katalizör	N33AB
1- 4ml Şeffaf Şırınga Baz & Katalizör	N33AC

Aksesuarlar

TANIM	REF	TANIM	REF
1- 3ml Silan Şişe	N04EA	50 - Intra-oral / Otomatik Karıştırma Uçları	N72AA
50- Otomatik Karıştırma Uçları	N33CA	100 - Intra-oral / Otomatik Karıştırma Uçları	N72AB
100 - Otomatik Karıştırma Uçları	N33C	1- 1:1 Otomatik Karıştırıcı Şırınga Uygulama Tabancası	N75S

ADEZİV SİSTEMLERİ



Bond-1® Primer/Adeziv (5. Jenerasyon)

Bond-1 Sistemi, tek şişe uygulamasıyla, yüksek bağlanma gücü sağlayan 5. jenerasyon total-etch adeziv sistemidir. Çok yönlü özelliğe sahip *Bond-1* Sistemi ile tüm bond uygulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. *Bond-1* Primer/Adeziv polimerize edilmiş primer ve doldurucu içermeyen rezinin oluşturduğu girift yapısı ile mükemmel dentin kapatıcılığına; 31.0 MPa bağlanma gücüne ve sadece 8 µm film kalınlığına sahiptir. Kullanım kolaylığı ve düşük film kalınlığı ile tüm restoratif materyallere ideal bir bağlanma sunar.

Özellik & Avantajları

- Yüksek bağlanma gücü: Dentin tabakasına 31 MPa / mine tabakasına 27 MPa oranında bağlanır.
- Tüm direkt ve indirekt restorasyonlarınızda kullanabilirsiniz.
- Dual-cure aktivatörü ile kendi kendine ve ışıkla polimerize olan pek çok rezin materyali le uyumludur.
- İdeal adezyon ve bağlanma sağlamak için kaliteli bir hibrit tabakası oluşturur ve dentin yüzeyini tamamen kapatır.
- Post operatif hassasiyet oluşumunu önler
- Sadece 8 mikron film kalınlığına sahiptir.

REF N011 *Bond-1 Primer/Adeziv Kit*

- 1 - 4ml Şişe *Bond-1* Primer/Adeziv
- 1 - 3ml Şişe *Bond-1* Dual-Cure Aktivatör
- 2 - 5ml Şırınga 37% Fosforik Asit Jel
- Kullanım Talimatları, Aksesuarlar

Bond-1 Yedekler

Kullanım Talimatları ve Aksesuarları İçerir

TANIM	REF
1 - 4 ml <i>Bond-1</i> Primer / Adeziv Şişe	N01IAA
1 - 6 ml <i>Bond-1</i> Primer / Adeziv Şişe	N01IAB
1 - 3 ml <i>Bond-1</i> Dual-cure Aktivatör Şişe	N01IAC
2 - 5ml %37 Fosforik Asit Jel Şişe	N01IB

ADEZİV SİSTEMLERİ



Bond-1® SF Solvent İçermeyen SE Adeziv

Pentron Clinical olarak, adeziv teknolojisindeki en son gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz: *Bond-1 SF* Solvent İçermeyen SE Adeziv! Solvent içermeyen ve tek tabaka halinde uygulanabilen *Bond 1 SF*, benzersiz özellikleri ile rekabetin dışında yer almaktadır. *Bond-1 SF*, tüm direkt kompozit adeziv uygulamalarınızda ve dual-cure materyaller ile * uygulayabileceğiniz mükemmel bir adezivdir. Sadece üç basit adımda, 30.4 MPa' ya kadar ideal bir bağlanma gücü sağlar. Sadece eşit olarak sürün, 20 saniye boyunca hafif basılı hareketler ile uygulayın ve ışıık ile polimerize edin!

Özellik & Avantajları

- Solvent-içermeyen – hassasiyet oluşumunu önler. Uygulama teknikleri sırasında yaşanan, yüzeyi az/aşırı kurutma problemlerini ortadan kaldırır. Ayrıca solventlerin buharlaşma gibi riskleri ile de karşılaşmazsınız.
- Hava uygulaması gerektirmez – size zaman kazandırır.
- Self-etch – ayrıca asit uygulaması gerektirmez, zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
- Çok yönlüdür – light cure ve dual cure materyaller ile birlikte kullanılabilir *.
- Kolay kullanım – ideal sonuçlar için materyalin yayılması oldukça kolaydır.
- Tek tabaka uygulama – kolay kullanım, zaman tasarrufu.

Bond-1 Solvent İçermeyen SE Adeziv Şırınga Yedekleri

TANIM	REF
2 - 1 ml Şırınga, 20 - 25 Uygulama Uçları, Kullanım Talimatları	N03N

Bond-1 Solvent İçermeyen SE Adeziv Tek Kullanımlık Doz Yedekleri

TANIM	REF
50 - 0.125 ml Tek Kullanımlık Dozlar, 50 - Tek Kullanımlık Aplikatörler, Kullanım Talimatları	N03M

Bond-1 SF Aksesuarlar

TANIM	REF
100 - 25 Adet Uygulama Ucu	N03T
100 - Tek Kullanımlık Aplikatörler	N10B

* Dual cure materyalin ilk tabakası ışıık ile polimerize edildiği durumlarda, dual cure materyaller ile birlikte kullanabilirsiniz.

ADEZİV SİSTEMLERİ



Bond-It® Adeziv Sistemi

Bond-It Sistemi, güvenilirliği kanıtlanmış, 4. Jenerasyon bir total-etch adeziv sistemidir. Kendi kendine ve hem kendi kendine hem de ışık ile polimerize olan kompozitler ve amalgamlar için ideal bir adeziv sistemidir. Direkt ve indirekt kompozitler, porselen, metal ve amalgam adezyonu için kullanılabileceğiniz bir materyaldir.

REF N01 *Bond-It Adeziv Sistemi Kiti*

- 1 - 6ml Primer A Şişe
- 1 - 6ml Primer B Şişe
- 2 - 3ml Şırınga 37% Fosforik Asit Jel
- 1 - 6ml Şişe Rezin Light Cure
- 1 - 3ml Şişe Rezin Dual-Cure Aktivatör
- 20 - 22 Uygulama Uçları
- Kullanım Talimatları, Aksesuarlar

Bond-It Yedekler

Kullanım Talimatları ve Aksesuarları İçerir

TANIM	REF
1 - 6ml Primer A Şişe	N01A
1 - 6ml Primer B Şişe	N01B
1 - 6ml Primer A ve Primer B Şişeleri	N01C
1 - 6ml Şişe, Rezin Light Cure	N01D
1 - 3ml Şişe, Rezin Dual-Cure Aktivatör	N01E
1 - 6ml Şişe, Rezin Light Cure ve 1 - 3 ml Şişe, Dual Cure Aktivatör	N01F
2 - 3 ml %37 Fosforik Asit Jel Şırınga, 10- 22 Uygulama Uçları	N01H

AKSESUARLAR

Asit Jel

ÜRÜN GÖRSELİ	TANIM	ADET	REF
	% 37 Fosforik Asit Jel - 1ml/ 1.3gr Şırınga 20 - 22 Uygulama Uçları	2	T06
	% 37 Fosforik Asit Jel - 3ml/ 4gr Şırınga 20 - 22 Uygulama Uçları	2	N01H
	% 37 Fosforik Asit Jel - 5ml/ 6.9gr Şırınga 20 - 22 Uygulama Uçları	2	N01B

Adeziv Sistemleri Aksesuarları

Adeziv Sistemleri Aksesuarları	
TANIM	REF
1 - 3ml Silan Şişe	N04EA
100 - Tek Kullanımlık Aplikatörler	N10B
1 - 1:1 Otomatik Karıştırıcılı Şırınga Uygulama Tabancası	N75S
100 - Karıştırma Uçları	N33C
50 - Karıştırma Uçları	N33CA




Ölçü Materyali Aksesuarları

Ölçü Materyali Aksesuarları			
TANIM		REF	
1 - 1 oz. Ölçü Kaşığı Adeziv Şişe		Q12	
2 - 1 oz. Ölçü Kaşığı Adeziv Şişe		Q12A	

TANIM		REF	
1 - Ölçü Materyali Uygulama Tabancası		Q19	

AKSESUARLAR

Ölçü Kaşıkları

Clear Ölçü Kaşıkları (TempSpan Clear Matrisi ile Mükemmel Uyum)			
Ürün Görseli	Tanım	Adet	Ref #
	Üst Sağ/ Alt Sol Ölçüleri için	12	Q17F
	Üst Sol / Alt Sağ Ölçüleri için	12	Q17G
	Anterior Ölçüleri için	12	Q17H
Üçü Bir Arada Ölçü Kaşıkları			
	Total Protezler için Ölçü Kaşığı	30	Q17A
	Anterior Bölge için Ölçü Kaşığı	35	Q17B
	Kadran Ölçü Kaşığı	35	Q17C
	Posterior Ölçü Kaşığı	50	Q17D
	Kenarsız, Posterior Ölçü Kaşığı	50	Q17E

AKSESUARLAR

Uygulama Uçları Yedekler

UYGULAMA UCU KULLANIMI	ÜRÜN GÖRSELİ	TANIM	ADET	REF
Bond-1® SF Solvent İçermeyen SE Adeziv		25 Adet Kendinden Aplikatörlü Uygulama Ucu	100	N03T
Fusio® Likit Dentin		19 Adet Uygulama Ucu	50	N28NT
Flow-It® ALC™ Akışkan Kompozit		20 Adet Uygulama Ucu	50	T26A
			100	T26C
Fosforik Asit Jel		22 Adet Uygulama Ucu	50	T26
			100	T26B
Build-It® FR™ Kor Yapım Materyali		Atık Koruyucu Uygulama Uçları (Mavi)	48	N32E
Build-It® FR™ Kor Yapım Materyali		Intra-oral Uygulama Uçları (Sarı)	48	N32D
Build-It® FR™ Mini-Mix Kor Yapım Materyali		Karıştırma Uçları & Intra-oral Uygulama Uçları	48	N32GA
			100	N32GB
TempSpan® Geçici Kuron & Köprü Materyali		Karıştırma Uçları	30	N69AH
			100	N69AI

AKSESUARLAR

Uygulama Uçları Yedekler

UYGULAMA UCU KULLANIMI	ÜRÜN GÖRSELİ	TANIM	ADET	REF
TempSpan® Şeffaf Yapıştırma Simanı Geçici Siman Breeze® Self Adeziv Rezin Siman Cement-It® Universal Kuron & Köprü Rezin Simanı		Karıştırma Uçları	50 100	N33CA N33C
Breeze® Self-Adeziv Rezin Siman Cement-It® Universal Kuron & Köprü Rezin Simanı		Intra-oral & Otomatik Karıştırıcı Uygulama Ucu	50 100	N72AA N72AB
Mojo™ Lamine Simanı		Fil Şeklinde Uygulama Uçları	100	N06E
Ölçü Materyalleri		<i>Intra-oral Karıştırma Uçları (Pembe Uygulama Uçları ile Birlikte Kullanılır)</i>	100	Q16
Correct Plus VPS® Ölçü Materyalleri Light Body, Thick-n-Thin		Pembe Karıştırma Uçları	100	Q19AB
TempSpan® Şeffaf Matris Ölçü Materyalleri Isırma Kaydı, Birinci Ölçü, Universal Body		Yeşil Karıştırma Uçları	100	Q19BB
Ölçü Materyalleri Otomatik Karıştırıcı Putty		Mor Karıştırma Uçları	100	Q19CB
Correct Plus® Mighty Mix™ Vinil Polisiloksan Ölçü Materyali		Dinamik Karıştırma Uçları Bayonet Halkaları	50 2	Q34MM Q34MR

AKSESUARLAR

Uygulama Tabancaları

ÜRÜN GÖRSELİ	TANIM	REF
	Tek Doz Ürünler Uygulama Tabancası Ürün Grupları: <i>Simile, Artiste Nano, Alert, Build-It Light Cure</i>	N75A
	1:1 Otomatik Karıştırıcı Şırınga Uygulama Tabancası Ürün Grupları: <i>Build-It FR Mini-Mix, Breeze, Cement-It, TempSpan Şeffaf Geçici Yapıştırma Simanı</i>	N75S
	25 ml 1:1 Uygulama Tabancası Ürün Grupları: <i>Build-It FR</i>	N32B
	50 ml 1:1 Uygulama Tabancası Ürün Grupları: <i>Correct Plus, Correct Quick, TempSpan C&B, TempSpan Şeffaf Matris Materyali</i>	Q19

NOTLAR

İADE KOŞULLARI

Pentron 30 gün içerisinde alınan tüm ürünlerde iade garantisi sağlamaktadır. İade koşulları ile ilgili lütfen distribütörünüze başvurunuz.

ÜRÜN PERFORMANSI İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER

Ürünlerin performansları ile ilgili şikayetlerinizde lütfen 800.551.0283 numaralı telefondan müşteri hizmetleri bölümümüze ulaşınız.

NOT: Tüm talep edilen veri/belgeler tamamlanmadan Pentron herhangi bir şekilde ürün/kredi iadesi vermeyecektir.

SINIRLI GARANTİ

Pentron'un yazılı ya da sözlü tüm teknik önerileri, diş hekimlerine Pentron ürünlerinin kullanımı ile ilgili yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Pentron ürünlerinin hatalı kullanımından doğabilecek hasar ve risklerden diş hekimi sorumludur. Hatalı, arızalı ürün iade/değiştirme garantisi Pentron'un sınırlı garanti kapsamındadır. Garantiden yararlanabilmek için, ürün mutlaka Pentron'a ulaştırılmalıdır. Pentron hiçbir şekilde indirekt, direkt ya da oluşabilecek dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

PENTRON



PENTRON

Pentron Türkiye : +90 216 469 11 71
www.Pentron.com | www.PentronStrada.com